


Feel The Innovation



dentac[®]
SHOP

Tam Hijyen Hep Yanında!



Sağlıklı Bir Gülüş İçin
Kusursuz Hijyen!

WATERFUL

Portatif Ağız Temizleme Duşu

Waterful Portatif Ağız Duşu, **6 farklı modu** ve ayarlanabilir **8 seviye** su püskürtme frekansı ile evde, ofiste, tatilde kısacası her yerde tam hijyen için yanınızda!

Portatif yapısı sayesinde taşıma çantasına kolayca yerleştirebilir, sağlıklı gülümsemenizi gittiğiniz her yere taşıyabilirsiniz.



Normal: Günlük genel temizlik modu.



Point: Belirli bölgelerde detaylı noktasal temizlik modu.



Pulse: Günlük kullanım için derinlemesine temizlik modu.



Brace: Ortodonti tedavisi görenler için etkili temizlik modu.



Massage: Diş etlerine nazik masaj yapmak için özel mod.



Pause: Duraklatma modu.

*Yalnızca temiz su ile kullanınız
(Ağız çalkalama suyu vb. sıvılarla kullanılmaz).*



IPX7

30 dakikaya kadar suya dayanıklı.



Kapsül Dizayn

Portatif yapısı ile her an yanınızda!



2000 mAh Lityum Batarya

Tek şarjla 30 güne kadar kullanım.



Su Akışı

1400-1800 darbeye güçlü temizlik.



Basınç Aralığı
(30-120 Psi)



Ağız Duşu Nedir?

Ağız duşu, basınçlı su ve hava püskürterek diş araları ve ağız içini temizleyen bir cihazdır.

Diş fırçası ve diş ipinin ulaşamadığı bölgelere erişerek derinlemesine hijyen sağlar.Düzenli kullanımı, günlük ağız bakımında hızlı ve etkili temizlik sunar.

Kimler Ağız Duşu Kullanmalı?



Ortodonti ve implant tedavisi görenler.



Diş eti hassasiyeti yaşayanlar.



Plak ve diş taşı oluşumunu önlemek isteyenler.



Ağız kokusuna karşı tam hijyen arayanlar.



Günlük bakımda diş arası temizlik isteyen herkes.



Kutu içeriğindeNeler Var?

- 1 Adet Ağız Duşu
- 2 Adet Jet Uç
- 1 Adet Taşıma Çantası
- 1 Adet Şarj Kablosu

Hatırlatma: Başlıkları her 3 ayda bir değiştirin, böylece hijyen ve etkinliğini koruyun.

Nasıl
Kullanılır?



Kullanım videosu için
QR kodu okutunuz.



Saniyeler Ötesi Performans!



Her Dokunuřta Temizlik
Her Glřte Iřıltı!

sonic smile

Şarjlı Diş Fırçası

Diş fırçanız, 3 haftalık kullanımın ardından 1 milyona kadar bakteri barındırabilir. Bu nedenle diş fırçanızı düzenli olarak sterilize etmek, ağız sağlığınız için büyük önem taşır.

Sonicsmile Sterilizasyon Kutusu sayesinde fırçanızı yalnızca 30 saniyede %99'a varan oranla sterilize edebilirsiniz. Fırça başlığını yerleştirin, kapağı kapatın, sterilizasyon otomatik olarak başlasın. Her gün hijyenik bir fırçayla ağız sağlığınızı koruyun!



Sessiz Çalışma: 47 dB ses seviyesiyle ultra sessiz kullanım.



Hafif ve Şık : Sadece 88 gram, ergonomik tasarım.



Akıllı Zamanlama: 2 dakikalık fırçalama süresi otomatik ayarlanır.



Akıllı Başlangıç: İlk 3 saniyede kademeli güç artışı.



Alan Hatırlatıcı: Her bölgenin eşit temizlenmesini sağlar.



Hassas Mod



Beyazlatma Modu




Temizlik Modu



Türkiye'de Bir İlk

Rakipsiz Sterilizasyon Teknolojisi



Sterilizasyon ve dezenfeksiyon cihazlarının dezenfeksiyon etkinliğinin doğrulanmasına yönelik analiz, MA, ilac-MRA, CNAS, Guangdong Mikrobiyoloji Test Merkezi, Eylül 2020.

Derinlemesine Temizlik!

Dakikada 40.000 RPM salınım gücüyle geleneksel elektrikli fırçalardan 10 kat daha fazla hareket sunar. Dış bükey başlık tasarımı sayesinde ulaşılması zor arka bölgelerde bile plağa kolayca erişir, yüksek hızlı titreşimle manuel fırçalara göre üstün hijyen sağlar.

Hijyenik Saklama, Zahmetsiz Şarj!


Diş fırçası, mıknatıslı yuvası sayesinde kolayca şarj edilir. Şık tasarımlı sterilizasyon kutusu ise fırçayı hijyenik şekilde saklar ve Type-C girişiyle ayrı olarak şarj edilir.



Ürün Tanıtım
Videosu için

QR kodu okutunuz.

UVC-LED ile 30 Saniyede
%99'a varan Sterilizasyon



18 Günde Etkili
Beyaz Gülüşler!



**Gülüşünüzdeki Işıltıyı
*Yeniden Keşfedin!***



Diş Beyazlatıcı Set

WhiterSelf, %8 Carbamide Peroxide içeren etkili diş beyazlatıcı jeliyle, dişlerdeki lekeleri güvenli ve hızlı bir şekilde giderir. Kablosuz LED ışık kaynağı ve akıllı dokunmatik tuşu ile kolay kullanım sunar.

Hızlı şarj özelliği ve ergonomik tasarımı sayesinde, beyaz ve parlak bir gülümseme elde etmeniz için ideal bir çözümdür.

Kullanım Önerisi: İlk kullanımda 18 gün boyunca günde 1 defa uygulama yapılabilir. 18 gün sonra 15 gün ara verilmelidir.

Jel kalemleri bittiğinde, harici satılan Dentac beyazlatıcı jel ile cihaz kullanılmaya devam edilebilir.



Kablosuz LED Işık Kaynağı: Seans sonunda otomatik kapanan, hızlı şarj olabilen LED ışık kaynağı.



Akıllı Tasarım: Dokunmatik açma-kapama tuşu.



Güvenli Beyazlatma: 3 adet özel formüllü jel.



IPX7: 30 dakika suya dayanıklı kullanım sağlar.



Gıda Sınıfı Silikon Plak: Yumuşak, esnek ve güvenli kullanım için gıda sınıfı silikon.




Diş Beyazlatıcı Jel; %8 Carbamide Peroxide, Glycerol, Carbomer, Menthol, Propylene Glycol ve Deionized su içerir.

Gülüşündeki Işıltıyı Yeniden Keşfet!



1. Adım: Cihazı kullanmadan önce ağızınızı su ile çalkalayın ve silikon başlığı su ile yıkayın.



2. Adım: Renk kartelasını kullanarak aynada dişinizin tonunu belirleyin.



3. Adım: Jel kaleminin ucundan beyazlatıcı jel gelene kadar basın. Alt ve üst dişlerinize jeli uygulayın. Her işlemde 0.5-0.7 ml jel kullanın. Jeli diş etleri ve dudaklarınıza sürmekten kaçın.



4. Adım: Cihazı ağızınıza yerleştirin ve hafifçe ısındırın. Açma-kapama tuşuna dokunduğunuzda beyazlatma işlemi otomatik başlayacaktır.



5. Adım: 30 dakika beyazlatma işleminden sonra cihaz otomatik kapanacaktır. Dişlerinizi fırçalayın, ağızınızı ve silikon başlığı su ile durulayın.



6. Adım: Renk kartelasını kullanarak dişinizdeki beyazlama seviyesini belirleyin.





Gülüşünüze
Değer katan Teknoloji!

dentac[®] SHOP



MEDANTAZONE SAĞLIK VE BAKIM ÜRÜNLERİ LTD.ŞTİ.
MOLLAGÜRANİ MAH. FINDIKZADE FATİH | İSTANBUL



0202 635 00 82



www.medantazone.com



0202 635 00 83



info@medantazone.com

**Daha
Fazlası İçin**
Web Sitemizi
Ziyaret Edin!

